



NO.2118080876



# 货物运输条件鉴定书

## Certification

### for Safe Transport of Chemical Goods

### 危险品

样品名称： 电动轮椅车（内置锂离子电池 ML24114 24V 11.4Ah 273.6Wh）

Sample name: Li-ion battery

委托单位： 美利驰医疗器械（苏州）有限公司  
Merits Healthcare Industries (Suzhou) Co., Ltd.

生产单位： 美利驰医疗器械（苏州）有限公司  
Merits Healthcare Industries (Suzhou) Co., Ltd.



### 上海化工院检测有限公司

Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd



# 货物运输条件鉴定书

NO. 2118080876

Certification for Safe Transport of Chemical Goods

Page 1/3

样品名称 Sample name	中文 Chinese	电动轮椅车 (内置锂离子电池 ML24114 24V 11.4Ah 273.6Wh)		
	英文 English	Li-ion battery		
委托单位 Consignor	美利驰医疗器械 (苏州) 有限公司 Merits Healthcare Industries (Suzhou) Co., Ltd.			
生产单位 Manufacturer	美利驰医疗器械 (苏州) 有限公司 Merits Healthcare Industries (Suzhou) Co., Ltd.			
检验方法、程序 Inspection method and procedure	国际航空运输协会《危险品规则》59版 IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) 59th Edition			
样品外观 Sample appearance	多种颜色塑胶及金属外壳 Multicolor Plastics cement and metal shell			
包装件信息 Package information	/			
序号 NO.	电池种类 Battery type	型号 Model	容量Capacity / 锂含量Li content	放置方式 Placement
1	可充电锂离子电池组 Rechargeable Li-ion battery	ML24114	11.4Ah 273.6Wh	安装在车辆内 Contained in vehicle
鉴定结论 IDENTIFICATION CONCLUSION	<p>1. 危险性识别 (Hazards identification) 杂项。 Miscellaneous.</p> <p>2. 空运按照国际航空运输协会《危险品规则》办理的类型 (Suggestion according to IATA DGR) Shipping name: Battery-powered vehicle Class or division: 9 UN Number: UN3171</p> <p>3. 包装要求 (Packaging requirements) 按UN3171要求办理。 The goods are packaged according to UN3171.</p>			
	检验日期: Inspection Date:	2018-08-31	签发日期: Issue Date:	2018-08-31
生效日期: Valid Date:			2018-08-31	
备注 Comment	/			

危险品检测专用章 (13)



批准  
Approver:

审核  
Checker:

主检  
Appraiser:



# 货物运输条件鉴定书

Certification for Safe Transport of Chemical Goods

NO. 2118080876

Page 2/3


序号 No.	检验结果及其他事项 Inspection results and other things
1	<p>本报告所述锂电池按照《危险品规则》(59版)[以下简称DGR] 3.9.2.6.1(e)规定的质量管理体系进行制造。 本报告所述锂电池不属于因安全原因召回或损毁的锂电池。 Lithium cells and batteries listed in this report were manufactured under the quality management programme as described in IATA DGR 59th 3.9.2.6.1(e). Lithium cells and batteries listed in this report are not the defective cells or batteries returned to the manufacturer for safety reasons.</p>
2	<p>本报告所述锂电池已通过《联合国试验和标准手册》第III部分38.3小节相应测试要求。 Lithium cells and batteries listed in this report are of the types proven to meet the requirements of each applicable test in the UN Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-section 38.3.</p>
3	<p>电池应安装并固定在车辆的电池仓内,并有适当的防止损坏及短路的保护措施。 The batteries should be installed and securely fastened in the battery holder of the vehicle and be protected in a suitable manner to prevent damage and short circuits.</p>
4	<p>如果车辆可能非直立放置,车辆应固定在坚固的刚性外包装内。车辆应牢固固定在外包装内,以防止任何运输过程中可能改变方向或导致车辆损坏的移动。 Where vehicles could possibly be handled in other than an upright position, the vehicle must be secured in a strong, rigid outer packaging. The vehicle must be secured by means capable of restraining the vehicle in the outer packaging to prevent any movement during transport which would change the orientation or cause the vehicle to be damaged.</p>
5	<p>车辆必须装备有效的防意外启动措施。 Vehicles must be equipped with an effective means of preventing accidental activation.</p>
6	<p>每个包装件必须贴有9类危险性标签。 Each package must be labelled with the Class 9 hazard label.</p>
7	/
-验证码:951704-	



# 货物运输条件鉴定书

Certification for Safe Transport of Chemical Goods

NO. 2118080876  
Page 3/3



<p>产品名称: 锂离子電池 型号: ML24114 规格: 24V/11.4AH 273.6Wh</p>	<p>請務必使用原廠配置的 鋰電池專用充電器進行 充電。 為確保安全，使用電池 之前，請確實詳細閱讀 使用手冊。</p>	<p>产品名称: 锂离子電池 型号: ML24114 规格: 24V/11.4AH 273.6Wh</p>	<p>請務必使用原廠配置的 鋰電池專用充電器進行 充電。 為確保安全，使用電池 之前，請確實詳細閱讀 使用手冊。</p>
<p>LM18060001</p>		<p>LM18060001</p>	

<p>Rechargeable Li-ion Battery Model: ML24114 Rating: 24V/11.4AH 273.6Wh</p>	<p>WARNING: To reduce risk of fire or burns, do not disassemble, crush, drop, p uncture, short external contacts, over charge, or dispose of in fire or water.</p>	
<p>LM18060001</p>	<p>Made in China</p>	



\*\*\*报告结束\*\*\*

